



딥 오실레이션에 대해 설명하는 르노벨INC의 김수연 이사

deep oscillation, 르노벨이 선사하는 딥 오실레이션 perfect body

르노벨INC가 비만관리 및 노화방지와 성형수술 후 관리 등에 뛰어난 피부미용 전문 기기인 딥 오실레이션을 선보이며 코몽드에서 교육의 시간을 가졌다. 공산품으로 허가를 받아 에스테틱샵에서 합법적으로 사용할 수 있게 에스테티션들에게 큰 호응을 얻고 있다. *Editor Kim Youn Hee*

르노벨INC가 지난 6월 24일 서울 서초동에 위치한 피부미용전문학원인 코몽드에서 여름철 비만관리에 탁월한 '르노벨과 함께하는 핫 썸머 독소 배출 체형관리' 교육을 진행했다. 총 50여명이 넘는 에스테틱 샵용 원장과 코몽드 동문들이 참석한 이번 교육은 그동안 주로 해왔던 에스테틱 전문제품이 아닌 에스테틱 전문기기에 대한 교육이라는 점에서 많은 관심을 이끌었다. 그동안 체형 및 피부, 비만 관리에 사용하는 기기들은 의료법상 에스테틱 샵에서 사용할 수 없었기에 기기를 사용하는 몇몇 샵에서는 단속에 대한 두려움을 늘 안고 사용할 수밖에 없었다. 하지만 르노벨INC가 독일 피조메드사(社)에서 수입한 딥 오실레이션은 수입당시 공산품으로 허가를 받아 에스테틱 샵에서 합법적으로 사용할 수 있는 기기라는 점에서 무엇보다 반가운 일이다.

오후 6시쯤 코몽드 박정현 대표의 피부 결합 조직의 구성 및 림프, 부종

에 관한 설명과 교육으로 약 1시간 동안 진행되어 이후 7시에 르노벨INC의 김수연 이사가 진행하는 본격적인 딥 오실레이션에 대한 교육으로 이어졌다.

딥 오실레이션 Deep Oscillation

그동안 피부 및 체형관리를 위한 기기들의 사이즈가 대체적으로 크고 무거워 공간을 많이 차지하고 관리 시 사용에 대한 불편한 점이 있었던 반면 딥 오실레이션은 어깨에 메고 사용할 수 있을 정도로 가볍고 아담한 사이즈가 기존의 것과 크게 차별화 되었다. 또한 전기선을 이용하지 않는 배터리 충전 방식이기에 이동성이 뛰어나며 원터치 조작으로 사용이 편리해 여성 에스테티션들이 무리 없이 간편하게 사용할 수 있다.

딥 오실레이션의 성능은 특수한 도자가 전자파에 의한 진동과 마찰을 이

용, 피부조직과 근육, 각종 세포를 자극하여 치료를 도와 문제성 조직과 상처부위에 효과적인 관리 뿐 아니라 노화관리 및 셀룰라이트와 부종을 제거하는 비만관리에 뛰어나다. 이 외에도 성형 후 관리와 레이저 시술 후 관리에 많은 도움을 주는데 특히 지방 흡입술의 효과를 높이고 유지시켜주는 기능이 탁월하다. 이러한 딥 오실레이션의 효과는 독일 임상에서도 밝혀졌다.

이 외에도 비싼 가격에 한두 가지의 기능만 사용할 수 있었던 여타의 기기와는 달리 19가지의 다양한 관리를 할 수 있는 프로그램 정보가 들어있는 에스테틱 카드가 내장되어있다. 때문에 합리적인 가격으로 각각의 고객들이 필요로 하는 피부 트러블과 비만, 노화 관리, 전신관리, 수술 후 회복관리 등을 한 기기를 통해 할 수 있으며 그 효과 또한 뛰어난 것이 가장 큰 장점이다.

딥 오실레이션에 대한 김수연 이사의 설명이 끝난 후 참석자들 중 다리에 부종이 심하고 셀룰라이트가 많아 딥 오실레이션을 체험하고 싶은 원장 1명을 직접 시연하는 시간을 가졌다.

이날 교육에 참석한 50여명의 참석자들은 부종관리를 시연하는 동안 각각의 관리 과정과 효과에 대해 적극적인 호기심을 보였으며 기기에 관련된 궁금한 내용을 질문하면서 높은 관심을 보였다. 울퉁불퉁했던 라인과 무릎 쪽에는 마치 혹이 달린 것처럼 셀룰라이트가 심하게 몽친 다리의 딥 오실레이션 하체 부종관리 과정이 끝난 후 단 한 번의 관리로 눈에 띄게 다듬어진 라인 형성과 셀룰라이트 감소의 효과를 직접 눈으로 확인할 수 있었던 자리였다.



심각한 부종으로 인한 외국의 사례를 설명하는 코롤드의 박정현 대표



시술자는 시술자용 패치를 피시술자는 정극바를 손에 잡으면 딥 오실레이션을 이용하여 시술자와 피시술자 모두 간편하고 쉽게 피부와 몸매를 관리 할 수 있다

딥 오실레이션을 이용한 부종관리



① 마스크바디네뜨를 이용하여 다리의 각질을 제거한 후 깨끗이 닦아낸다. 혈액순환을 돕고 근육을 풀어줄 뿐 아니라 셀룰라이트와 툰 살을 집중 관리하는 과정이다 ②③ 잘 리스를 이용하여 하지 정맥류의 순환을 원활하게 하여 부종을 감소시킨다 ④⑤ 셀룰렉스를 이용하여 셀룰라이트 부분을 집중적으로 마사지하여 분해한다 ⑥ 크림 폼 레쉬와 데이로 로즈 2방울을 혼합하여 가볍게 발라 흡수시킨 뒤 투명 필름지를 덮어준다 ⑦⑧ 적용하고자 하는 관리 프로그램을 선택한 후 투명 필름지 위에 베이비파우더를 뿌린다. 이 과정은 건조한 상태에서 관리를 해야 하기 때문에 제품사용으로 인해 습해진 필름을 건조시키기 위함이다 ⑨⑩ 딥 오실레이션 시술자용 패치를 시술자의 팔에 부착하고 피시술자용 정극바는 피시술자의 배에 부착하거나 손으로 잡은 후 15분간 부드럽고 천천히 마사지 한다. 이 과정에서 진동으로 인해 파우더가 물결무늬로 퍼지게 되는 것을 확인할 수 있다 ⑪⑫⑬ 밴디지 요법을 위해 투명 필름지를 걷어내고 브라운과 로즈를 섞은 아쿠아에 적신 붕대를 다리에 감아준다 ⑭ 남은 아쿠아를 다리에 부여 준 후 30분간 적용한다